

Matelas POLYMULTI® 3 parties + Housse intégrale Polymaille

Codes :

Reference: P141MMPFHI



Description :

Indépendance et mobilité des plots : le matelas s'adapte à la morphologie du patient, et réduit de façon efficace les effets de cisaillements

SURFACE IMPORTANTE DES PLOTS

Permettant de maximiser la surface de contact entre le support et le patient, et ainsi de diminuer les pressions maximum sur les zones à risque.

INDÉPENDANCE ET MOBILITÉ DES PLOTS

Etudiées pour une réduction efficace de l'effet de cisaillement.

CANAUX D'AÉRATION ENTRE LES PLOTS

Permettant une meilleure ventilation du support pour une réduction de l'effet de macération

Parce qu'elle est moulée ($\neq$ découpée), et de haute densité (40kg/m³), la mousse haute résilience confère durablement souplesse, confort, douceur au toucher. Ce matériau offre également une meilleure résistance aux multiples agressions extérieures, pour une meilleure durée de vie du support

La multiportance assure une meilleure répartition des pressions grâce au transfert des appuis des

zones de faible portance vers les zones de portance élevée :

Zones blanches : zones de faible portance (mousse plus souple) garantissant une prévention accrue des parties à risques (zone sacrée, talonnière, dorsale)

Zones bleues : zones de portance élevée (mousse plus ferme) pour les parties du corps présentant un risque moindre.

DIM : 90 x 200 cm / Epaisseur : 17,5 cm / Min.Max utilisateur: 35 - 120 kg

POLYMULTI® 3 parties + Housse intégrale Polymaille