

Couverture Microbloc 110x190CM

Codes :

Reference: 128611

**Description :****Dimensions :** 110x190(cm)

Pour brancard ou sortie de bloc opératoire. Deux faces polyuréthane qui recouvrent une ouate de 200g/m².

Apporte une chaleur immédiate.

Lavable à l'aide de spray désinfectant. Lavage 60°.

Coloris possible : bleu ou vert.

Fabrication Française BIOPROTECT L-MED.
Dans nos locaux à Breteil.

Photo non contractuelle.

Non-feu : Classement au feu M1.

ENTRETIEN :

Lavable directement sur le brancard avec eau savon et désinfectant ou avec une lingette. Lavable en machine à 95°c.

Conçue pour être désinfectée sur son lieu d'utilisation à l'aide des sprays désinfectants utilisés dans

le milieu médical. Ce produit vous permet de respecter les protocoles d'hygiène, sans passage systématique en blanchisserie.

PROCÉDURE DE NETTOYAGE :

Lavage : En machine jusque 95°C. Utiliser des détergents neutres ; les agents adoucissants sont à proscrire. Les tissus non teints peuvent être lavés selon la norme ISO 6330, partie 9A et les tissus teints suivant la norme ISO 6330, partie 3 A.

Désinfection : En général, nos produits revêtus de PU résistent très bien aux désinfectants à base d'alcool. Le phénol ou ses dérivés peuvent également être utilisés en concentrations diluées (suivre les recommandations du fabricant du désinfectant). Des concentrations élevées de chlore actif pourraient avoir un effet négatif sur notre revêtement PU tissus. Par conséquent, son utilisation n'est pas recommandée. Si vous décidez de l'utiliser, veuillez utiliser des concentrations fortement diluées rincer abondamment la couverture avec de l'eau.

Séchage : Un séchage adéquat est un facteur crucial dans le soin et l'entretien des articles. Le séchage peut être effectué par pendaison à l'air. En tambour programme maximale 60°C. Ne pas repasser.

Stockage : Conserver dans un endroit sec, à température ambiante. Essayez de ne pas exposer le revêtement PU à la lumière du soleil de manière excessive (rayonnement UV).

Couverture matelassée pour le bloc opératoire et les urgences. Enduction polyuréthane avec ouate 200g. Anti-bactérie. Imperméable.