

Aseptanios AD 2L

Codes :

Reference: ANI2122724

**Description :**

Désinfection par voie aérienne des surfaces des dispositifs médicaux préalablement nettoyées.

Solution prête à l'emploi. Aérosolisation par le procédé AEROSEPT COMPACT 250.

Propriétés microbiologiques : Efficacité du procédé ASEPTANIOS AD - AEROSEPT COMPACT 250.

selon la norme d'application NF T 72-281 : bactéricide et levuricide en 30 min - 7ml/m³- 55 °C, fongicide et sporicide

en 120 min - 7ml/m³ - 55 °C.