

## Support d'épaule droit Neo G Rolyan®

## Codes:

Reference: 091159730



## **Description:**

Le support d'épaule Neo-G applique de la chaleur sur la région affectée.

Mise en place : insérer le bas dans le support, attacher les sangles autour du bras en passant pardessus l'épaule. Passer la longue sangle autour du corps et sous l'autre bras. Insérer la sangle dans le crochet situé sur la partie avant du corps



BIOPROTECT - LMED 23 rue Galilée ZA de la Nouette, 35160

Breteil

Mail: contact@lmed.fr Tel.: 02 99 09 48 10 Site web: www.l-med.fr