

Cadre de marche pliant Invacare® Brio

Codes :

Reference: 6291E-A



Description :

Revêtement aluminium anodisé, poignées en mousse réglables en hauteur de 770 à 950mm, possibilité d'adapter des roulettes et une sacoche, poid max utilisation=135kg

Caractéristiques techniques

Qualité: Léger et Pliant, il se transporte pour tous les déplacements.

Poids patient max = 135 kg.

Existe en version Junior pour s'adapter quelle que soit la taille du patient.

Confort. Design épuré permettant une utilisation dans les petits espaces et notamment au dessus des

toilettes.

Poignées en mousse souple réglables en hauteur de 770 à 950 mm pour la version standard, de 640 à 820 mm pour la version junior.

Compact : Seulement 110 mm de profondeur une fois plié.

Possibilité d'adapter des roulettes et une sacoche pour faciliter les déplacements.

