

## Anneaux Oval-8® T15

### Codes :

Reference: 091163419



### Description :

Orthèses de doigt solides en plastique transparent moulé de 1,6mm  
Stabilisent et alignent l'articulation de l'IPP et de l'IPD afin d'améliorer la fonction de la main  
Il est possible d'utiliser 2 orthèses Oval-8 pour le repos et le contrôle en immobilisant l'IPP ou l'IPD  
Chaque orthèse Oval-8 complète tournée à 180° et additionnée d'une demi taille s'adapte aux fluctuations de l'oedème et à la température qui peut affecter la taille du doigt  
La taille est déterminée en utilisant le guide de tailles  
Peuvent être modifiées en chauffant avec un pistolet à air chaud.

Taille 15 à l'unité