

Sac à linge à fond plat 63x95 cm

**Codes :**

Reference: SACALINGEAFONDPLAT

Description :

100% Polyester

Poids : 170g/m²

Détails : Poignée de fond, 2 oeillets en sortie avec fixlock. Drisse cousue dans le sac.

Finition : Fermeture par drisse dans ourlet.

Coloris unis : Beige, orange, vert, jaune, rouge, gris, blanc et bleu.

Coloris rayés : Beige, orange, vert, jaune, rouge, gris, bleu avec rayures blanches.

Coloris à préciser en cas de commande.

Dimensions : 63 x 95cm

Entretien : Lavage à 95°