

Tabouret avec dossier confort premium nylon

Codes :

Reference: 836088.N



Description :

Notre tabouret avec dossier Confort Premium s'adresse aux professionnels grâce à son revêtement en polyuréthane associant souplesse, confort et robustesse. La mousse utilisée est de haute densité pour durer dans le temps.

Sellerie de haute qualité en polyuréthane.

Assise sur-épaisse confort de 10 cm.

Dossier capitonné dimensions 41 x 26 cm.

Hauteur d'assise réglable de 47 à 66 cm. Diamètre de l'assise 41 cm, épaisseur 10 cm. Diamètre au sol 56 cm.

Poids 6 kg.

Piètement 5 branches très stable en nylon noir.

Assise sur-épaisse confort de 10cm.

Dossier capitonné dimensions 41 x 26 cm.