

Oreiller microbis enduit 60x60 600g env impermeable polyurethane

**Codes :**

Reference: 131021

Description :

Enveloppe (lavable en chambre) enduction polyuréthane Blanc 110 g/m2. Microporeux, anti-acariens, imperméable, antibactérien.

Maille jersey polyester enduit polyuréthane.

Anti-moisissures, non feu.

Garnissage : Fibre polyester creuse siliconée.

Entretien : se nettoie à l'eau et au détergent doux, avec une éponge, en chambre. Peut aussi être lavé en machine à 60°C. Poids de garnissage : 600g.

Dimensions disponibles sur demande : 40 x 70 (poids de garnissage 500g), 65 x 65 (poids de garnissage 700g)+ fer à cheval.

Anti-bactériens, anti fongique , biopruf.

Dimensions : 60x60 cm