

Housse intégrale à rabats 90x190x15

Codes :

Reference: 302342

**Description :**

La fermeture à glissière en bas de matelas recouverte d'un rabat, assure une étanchéité maximale de la housse. Fermeture à glissière sur trois cotés.

Le matelas est ainsi protégé de toutes coulures et souillures qui peuvent s'infiltrer au niveau de la fermeture à glissière.

La housse est fabriquée en enduction polyuréthane 150g/m².

Lavable à 95 degrés. Désinfection par produit de pulvérisation à froid.

Toutes autres dimensions sur devis