

## Housse intégrale à rabats 90x200x15

### Codes :

Reference: 302340



### Description :

La fermeture à glissière en bas de matelas recouverte d'un rabat, assure une étanchéité maximale de la housse. NON FEU COLORIS VERT 15\*90\*200

Le matelas est ainsi protégé de toutes coulures et souillures qui peuvent s'infiltrer au niveau de la fermeture à glissière.

La housse est fabriquée en enduction polyuréthane 150g/m<sup>2</sup>.

Lavable à 95 degrés. Désinfection par produit de pulvérisation à froid. Coloris bleu, vert ou gris.

*Toutes autres dimensions sur devis*