

SAC A LINGE A OUVERTURE SOLUBLE 710x760

Codes :

Reference: 190 100



Description :

LES SACS A LINGE à ouverture soluble

Sacs à soufflet en polyéthylène à ouverture soluble (OS) munis d'un lien de fermeture soluble eau froide, et d'une bande soluble eau froide en milieu de sac. Application : collecte et transfert du linge "contaminé" en blanchisserie. Principes :

Remplir le sac OS avec le linge contaminé,

Fermer le sac OS avec le lien soluble eau froide par une simple boucle,

Placer le sac OS dans un sac en toile pour transfert,

En blanchisserie, mettre directement les sacs OS en machines, le lien et la bande solubles seront dissous lors du premier cycle de lavage à froid libérant ainsi le linge contaminé.

Sac en polyéthylène à ouverture soluble.

Coloris : transparent, rouge.

Dimensions : 710 x 760 Réf.

Possibilité d'une inscription «sac pour linge contaminé».

Lien soluble eau froide constitué d'un fil rouge ou blanc attaché au sac.

Bande soluble eau froide étanche aux bactéries.

Différents coloris disponibles :

190 100 SAC A LINGE A OUVERTURE SOLUBLE 710*760 COLORIS ROUGE LE CARTON DE 200.

190 101 SAC A LINGE OUVERTURE SOLUBLE 710*760 TRANSPARENT LE CARTON DE 200.

Merci de préciser votre choix en cas de commande.