

Lit accompagnant lit pliant de collectivité

Codes :

Reference: 101550



Description :

Lit pliant, lit accompagnant de collectivités à 17 lattes multiplis, bois de section 53x8 assemblées sur embouts polypropylène noirs. Peinture epoxy grise ; Matelas mousse polyuréthane garantie sans CFC, recouvert d'une mousse imprimée en non tissé, ignifugée.

4 Roulettes pivotantes renforcées en PVC noir, à monter.

Emballage individuel sous film thermorétractable.

Options possibles : 301870 Housse enduction polyuréthane et 301700 Housse de protection complète.

Poids maximum supporté : 80Kg

Lit accompagnant, lit pliant de collectivité. BIOPROTECT.