

MATELAS SANTÉ en dimensions 90x190x15

Codes :

Reference: 500272



Description :

COEUR : Mousse polyuréthane Haute Résilience 35, 38 ou 43 kg/m³

TISSU : Housse en maille polyester enduite polyuréthane M1 respirante, coloris vert 150 g/m²

FINITION : Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une largeur

ENTRETIEN : Lavable en machine à 90°, séchage en machine à tambour autorisé jusqu'à 90°, utiliser de l'eau savonneuse, de l'eau de javel très diluée. Proscrire l'utilisation d'éther ou d'adoucissant

TRAITEMENT Tissu traité anti-bactérie, anti-fongique et anti-acarien, respirabilité 400 g/m²/24h

NORME AU FEU : Tissu classé anti-feu M1 permanent Mousse HR classée au feu M4

CONFORMITE : Matelas conforme au GPEM/CP 2005 (norme NF EN 597 parties 1 et 2 - recommandation D1 90 GPEM/CP) et à l'article U23 de janvier 2005

INDICE DE CONFORT : Résistance à la compression à 40% (kPa) : 3,4 (35kg/m³), 3,9 (38 kg/m³) ou 3.9 (43 kg/m³)

CLIENTÈLE : Milieu hospitalier, maison de retraite, résidence d'étudiants

GARANTIE: Contre tout risque d'affaissement prématuré

OPTION : Classe A Coins biseautés Multi-articulations