

Bavoir Ibiza éponge 50x90 Oreille de lapin

Codes :

Reference: 195016

**Description :**

En éponge 90% coton.

10% Polyester.

Poids 360 g/m²+/-5%.

Choisissez la facilité ! Plus de boutons pressions à fermer. Plus de lien et de noeud à défaire. Cette fermeture spécifique va vous faciliter la vie.

Dimension : 50x90cm.

Motif : Linteaux grecs blanc sur fond tramé couleur.

Finition : Biais encolure tout le tour.

Avantage : très couvrant en position assise grâce à sa hauteur de 90 cm.

Entretien : Blanc : lavage à 90°, chlore autorisé.

Couleurs : lavage à 60°, chloré interdit.