

## Sac à linge fond rond

**Codes :**

Reference: 191096

**Description :**

100 % POLYESTER

POIDS : 170 G/M2

Dimensions : 95 x 43 cm

Détails : Poignée de fond, 2 oeillets en sortie avec fixlock.

Drisse cousue dans le sac

Coloris unis : Beige, orange, vert, jaune, rouge, gris, blanc, bleu

Coloris rayés : Beige, orange, vert, jaune, rouge, gris, bleu avec rayures blanches

Finition : fermeture par drisse dans ourlet

Entretien : lavage à 95°

Couleurs disponibles : beige, orange, vert, jaune, rouge, gris, blanc, bleu.

Merci de préciser votre couleur en cas de commande.