

Cadre de toilettes chaise percée 3 en 1 réhausse wc izzo

Codes :

Reference: H340



Description :

Cadre de toilettes et réhausse WC avec un cadre en époxy.
Assise réglable en hauteur de 450 à 550 mm. Haute résistance contre la corrosion.
Accoudoirs escamotables.
Dossier amovible.
Seau : diamètre 315 mm (ext.), 260 mm (int.), profondeur 160 mm.
Montage sans outils. 3 en 1 : chaise percée, réhausse WC, cadre de toilettes. Haute résistance contre la corrosion. Accoudoirs escamotables. Dossier amovible. Poids max. utilisateur : 100 kg. Dont 0.21 cts d4eco Participation.

Revêtement époxy, assise réglable en hauteur de 450 à 550mm, haute résistance à la corrosion, poids max utilisation=100kg