

Aquatec® Ocean E-Vip Chaise de douche avec hauteur réglable

Codes :

Reference: 1471208

**Description :**

Revêtement acier inoxydable, assise réglable en hauteur de 480 à 600mm, dossier réglable en tension et lavable à 60°C, repose pieds antidérapant réglables en hauteur, poids max utilisation=150kg, hauteur d'assise électrique, autonomie de 40 cycles montée/descente.

Chaise de douche Aquatec Ocean E-Vip, dossier et assise combinés inclinables, hauteur ajustable électriquement avec ceinture de maintien.

Le confort pour le patient ET le soignant...

La chaise Aquatec Ocean E-Vip est une chaise à pousser idéale pour les collectivités, dotée d'un maximum de fonctions électriques tout en étant très maniable pour s'adapter à la fois aux besoins du patient et de la tierce personne.

Un détail innovant est l'ajustabilité de la hauteur d'assise électriquement par simple appui sur la télécommande.

AUTONOMIE : Environ 40 cycles complets de montée/descente pour un poids utilisateur de 150 kg.

Chaise de douche avec hauteur réglable, dossier et assise combinés inclinables par vérins, livrée sans pot sans rail pour seau, avec appui-tête et ceinture poitrine Aquatec® Ocean E-Vip.