

## SAC SECOURS MÉDICAL O<sup>2</sup>

### Codes :

Reference: 40M22PRC1W



### Description :

Sac médical Lug Europa dédié au transport d'une bouteille d'oxygène de 5L et de matériel de secours.

Livré avec 2 pochettes pour matériel médical (dimensions 30 x 18 x 9 cm) .

Structure semi-rigide  
 Grand compartiment centrale avec pochettes amovibles  
 Poche 1er accès  
 Pochette capteur CO<sup>2</sup> fixée aux bretelles  
 Deux poches latérales  
 Bandes rétro-réfléchissantes  
 4 pieds cousus dans le fond + renfort interne  
 Doubles curseurs métalliques sécurisables  
 Chaîne taille 10 mm

Portage :  
 Portage main : une poignée ergonomique  
 Portage dos : bretelles + ceinture ergonomique

Option disponible : Plan de travail amovible

Avantages

Fond renforcé avec pieds cousus

---

Grands curseurs métallisés

Toile très résistante

Léger et résistant

Taille: 70 x 47 x 20 cm Volume : 52L Poids : 2,4 kg

Coloris disponibles : Rouge ou bleu. Merci de préciser votre choix lors de votre commande.

Accessoires disponibles : PAD Rigide, PAD souple et Plan de travail.