

SAC SECOURS O² B2

Codes :

Reference: 40M01PRC1



Ceinture lombaire



Fond renforcé

Description :

- Structure semi-rigide
- Fourreau pour bouteille O² 2L
- Accès direct à la bouteille
- Pochette capteur CO² fixée aux bretelles
- Deux poches latérales
- Bandes rétro-réfléchissantes
- 4 pieds cousus dans le fond + renfort interne
- Doubles curseurs métalliques sécurisables
- Chaîne taille 10 mm
- Ceinture ergonomique

Lug Europa

Portage :

Portage main : une poignée ergonomique

Portage dos : bretelles + ceinture ergonomique

Livré avec 2 pochettes amovibles 30 x 18 x 9 cm

Avantages :

Fond renforcé avec pieds cousus

Grands curseurs métallisés

Toile très résistante

Léger et résistant

Accessoires disponibles : PAD Rigide, PAD souple et Plan de travail.

Sac dédié au transport en intervention d'une
bouteille d'oxygène 2L et de matériel médical.
Sac livré avec deux pochettes 30 x 18 x 9 cm.