

Module 1 Double Tirage de câble

Codes :

Reference: 07714610



Description :

Station de base + extensible avec module 4 + 3 OU 2

Les robustes câbles en polyester assurent une grande stabilité et réduisent l'usure, même lors d'entraînements particulièrement intenses.

Dimensions incl. module de base 176 x 246 x 215 cm

Poids (emballage compris) 66 kg

Poids maximal autorisé 150kg

Equipement Couleur noir Poulies de guidage à roulement à billes au niveau des tirages de câble oui Stations de musculation Double tirage de câble oui Rameur oui Tirage de câble bas pour des exercices de bras et jambes variés oui Tour de traction Latissimus oui Données techniques Câbles en acier gainés de pvc / Câbles polyester dans le système de tirage à câble non / oui Dimensions (L/I/H en cm) 166 / 194 / 215 (avec station de base) Poids max. autorisé 2 x 50 kg

Module 1 : Double Tirage de câble pour station de musculation à charges guidées Kinetic System.