

## Module 3 Presse à jambes

**Codes :**

Reference: 07714620

**Description :**

Station de base + extensible avec module 1 + module 4

Une conception ergonomique garantit un entraînement efficace des muscles fessiers et des jambes. Il est possible de travailler un poids maximal de 160kg grâce à un système de transmission spécial.

Dimensions incl. module de base 250 x 170 x 215cm

Poids (emballage compris) 130kg

Poids maximal autorisé 52,06kg

Equipement Couleur noir Poids maximal autorisé 150 kg Poulies de guidage à roulement à billes au niveau des tirages de câble oui Siège réglable en hauteur oui Stations de musculation Presse à jambes oui Données techniques Câbles en acier gainés de pvc / Câbles polyester dans le système de tirage à câble oui / non Dimensions (L/l/H en cm) 176 / 246 / 215 (avec station de base) Poids max. autorisé 160 kg

Module 3 Presse à jambes pour station de musculation à charges guidées Kinetic System