

Module 2 : Extension de jambes

Codes :

Reference: 07714630



Description :

Station de base + extensible avec module 1 + module 4

Une conception ergonomique garantit un entraînement efficace des muscles fessiers et des jambes.

Dimensions incl. module de base 176 x 246 x 215 cm

Poids (emballage compris) 66 kg

Poids maximal autorisé 150kg

Equipement Couleur noir Extension des jambes avec technique Exzenter oui Extension des jambes réglable oui Poids maximal autorisé 150 kg Poulies de guidage à roulement à billes au niveau des tirages de câble oui Siège réglable en hauteur oui Stations de musculation Extension des jambes oui Flexion des jambes oui Données techniques Câbles en acier gainés de pvc / Câbles polyester dans le système de tirage à câble oui / non Dimensions (L/l/H en cm) 187 / 262 / 215 (avec station de base) Poids max. autorisé 100 kg

Module 2 : Extension de jambes pour station de musculation à charges guidées Kinetic System