

Module 4 : Station Dip

Codes :

Reference: 07714640



Description :

Station de base + extensible avec module 1, 3 OU 2

Ce module offre une grande flexibilité d'utilisation : Il permet un entraînement efficace des biceps et des triceps mais également des musculatures dorsale et abdominale.

Dimensions incl. module de base 250 x 170 x 215cm

Poids (emballage compris) 130kg

Poids maximal autorisé 52,06kg

Equipement Couleur noir Poids maximal autorisé 130 kg Stations de musculation Dips oui Extension des jambes oui Pompes oui Tractions (variantes de prise) oui Données techniques Dimensions (L/I/H en cm) 250 / 170 / 215 (avec station de base)

Module 4 : Station Dip pour station de musculation à charges guidées kinetic system.