

MATELAS CONFORT 140X200X15CM HR35

Codes :

Reference: 140200

**Description :**

COEUR Mousse polyéther Haute Densité 28 kg/m³ ou mousse polyuréthane Haute Résilience 35 ou 38 kg/m³

TISSU Housse 100% polyester M1 coloris bleu 180 g/m²

FINITION Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une largeur

ENTRETIEN Lavable en machine à 90° sans retrait au premier lavage; séchage en tambour autorisé Chlore autorisé : 2 g/litre

NORME AU FEU : Tissu classé anti-feu M1 permanent, Mousse HR classée au feu M4

CONFORMITE Matelas conforme au GPEM/CP 2005 (norme NF EN 597 parties 1 et 2 – recommandation D1 90GPEM/CP) et à l'article U23 de janvier 2005

INDICE DE CONFORT Résistance à la compression à 40% (kPa) : 3,3 (28 kg/m³), 3,4 (35 kg/m³) ou 3,9 (38 kg/m³)

CLIENTÈLE Résidences d'étudiants, casernes, foyers, centres pénitenciers. Toutes collectivités souhaitant ou exigeant des produits classés au feu

GARANTIE Contre tout risque d'affaissement prématuré

OPTION Classe A