

## Cadre gigogne 80X170/180/190

### Codes :

Reference: GIGOGNE80



### Description :

TYPE Cadre métallique à lattes multiplis destiné à se loger sous une literie équipée de pieds de hauteur 25 cm STRUCTURE

Cadre métal de section 30/30 mm

Hauteur pliée : 8 cm

Hauteur dépliée : 35 cm

SUSPENSION 18 lattes en 53 x 8 mm en multiplis

DIMENSIONS

- 80\*170

- 80\*180

- 80\*190

FINITION Peinture bleue époxy

PIEDS Pieds rabattables avec roulettes de manutention

CLIENTÈLE Résidence hôtelière, hôtellerie

TYPE : Cadre métallique à lattes multiplis destiné à se loger sous une literie équipée de pieds de hauteur 25 cm STRUCTURE : Cadre métal de section 30/30 mm Hauteur pliée : 8 cm Hauteur dépliée : 35 cm SUSPENSION 18 lattes en 53 x 8 mm en multiplis DIMENSIONS - 80\*170 - 80\*180 - 80\*190 FINITION Peinture bleue époxy PIEDS : Pieds rabattables avec roulettes de manutention CLIENTÈLE : Résidence hôtelière, hôtellerie

Cadre gigogne 80X170/180/190

