


# FAUTEUIL RELAX 235

**Codes :**

Reference: PB42351.00

**Description :**

Manchettes en polyuréthane noir Structure en tube époxy noir martelé Eléments coulissants chromés

Repose-tête compris

Offre un confort parfait grâce à son repose-tête à mémoire de forme et son assise souple. Très pratique, il possède deux fonction : une fonction relaxation (en position assise) et une fonction lit d'appoint. Sa structure est légère et pliable, il se déplace et se stocke facilement.

**COLORIS ET REVÊTEMENT**

Revêtement antibactérien mrsc / mra

Composition : 84 % PVC - 16 % Coton

Classement au feu : M1

Coloris : gamme Diabolo Club. Merci de préciser votre choix lors de votre commande.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Fauteuil de relaxation manuel et lit d'appoint repliable

Structure en tube époxy décor noir martelé

Éléments coulissants chromés

Manchettes en polyuréthane noir

Repose-tête mousse à mémoire de forme de série

Dimensions déplié : L. 1020 -1750 x P. 620 x H. 1230 mm

---

Dimensions plié : L. 680 x P. 400 x H. 200 mm  
Charge maximale : 110 kg

FAUTEUIL DE RELAXATION 235 MANUEL ET LIT D'APPOINT REPLIABLE