

Coussin universel XL / XS

Codes :

Reference: NEG0381/NEG0847

**Description :**

Offre de multiples fonctions pour caler, soutenir et surélever les membres.

Composition : Garnissage Microbilles en polystyrène à faible granulométrie, très légères. Tissu bi-élastique polyamide (47%) enduit de polyuréthane (53%).

coussins anti escarres

Avec Housse

Le coussin universel standard offre de multiples fonctions pour caler, soutenir et surélever les membres.

Coussins de série de positionnement, modulaire, des hanches et des genoux, base pour coussin modulaire

Il possède une ganse avec double renfort pour éviter l'échappement des billes et limiter la pénétration des liquides ou autres.

NEG0381 Coussin universel XL 40 x 60cm

NEG0847 Coussin universel XS 45x30cm

Merci de préciser votre choix lors de votre commande.

