

# Chaise de douche avec accoudoirs et dossier Hiva

**Codes :**

Reference: SA2112900

**Description :**

Simple et ultra légère avec accoudoirs recouverts de mousse confort.

Dossier réglable en profondeur sur 2 positions permettant de régler la profondeur d'assise à 37cm ou 41cm.

Accoudoirs et dossier amovibles par boutons poussoirs.

Orifices d'évacuation de l'eau en surface.

Plastique antidérapant.

Patins antidérapants de 5,5cm de diamètre.

Hauteur sol/siège : 41 à 55,5 cm

Assise : 40 x 33 cm

Dossier : 42 x 17 cm

Hauteur des accoudoirs : 16 cm

Dimensions hors-tout maxi : 52 x 54 x 84,5 cm

Poids : 4,7 kg

Poids maxi supporté : 120 kg

Matières : Alu et plastique

