


# HOUSSE STANDARD END POLYU 90\*190\*15 COLORIS VERT, FERMETURE SUR 3 COTES

**Codes :**

Reference: 301900

**Description :**

Housse enduction polyuréthane 150 g  
Intégrale zippée 3 cotes  
Non feu  
Coloris vert, bleu ou gris  
DIM : 90\*190\*15

Elle habille le matelas sur toutes les faces.

La fermeture à glissière est disposée sur deux ou trois côtés selon votre demande et positionnée en milieu de hauteur du matelas, sur une largeur et une longueur ou 1 longueur et deux largeurs.

Housse réversible.

Fabriquée en Trévira CS, éponge enduite, enduction PVC, molleton enduit, enduction polyuréthane.