


HOUSSE STANDARD END POLYU 150G/M 90*200 COLORIS BLEU, FERMETURE SUR 3 COTES

Codes :

Reference: 301910

**Description :**

Housse enduction polyuréthane 150 g
Intégrale zippée 3 cotes
Non feu
Coloris vert, bleu ou gris
DIM : 90*200*15 cm

Elle habille le matelas sur toutes les faces.

La fermeture à glissière est disposée sur deux ou trois côtés selon votre demande et positionnée en milieu de hauteur du matelas, sur une largeur et une longueur ou 1 longueur et deux largeurs.

Housse réversible.

Fabriquée en Trévira CS, éponge enduite, enduction PVC, molleton enduit, enduction polyuréthane.