

## TRAVERSIN MICROBIS ENDUIT 90CM

### Codes :

Reference: 131040



### Description :

Garnissage en fibre creuses siliconées

Enveloppe imperméable, enduit polyuréthane blanc, anti-acarien, antibactérien

Classe M2 Taille : 90 cm

90 (poids de garnissage 750g).

Autres dimensions sur devis.

Enduction polyuréthane Blanc

110 g/m<sup>2</sup>. Microporeux, anti-acariens, imperméable. Anti-moisissures, non feu. Garnissage Fibre polyester creuse siliconée.

Lavage : Se nettoie à l'eau et au détergent doux avec une éponge, en chambre. Supporte si besoin le lavage à 60°.