

## Monitosangle Le carton de 640




# X 640



### Codes :

Reference: RJB0070U.E01



### Description :

**Le carton de 640 monitosangles (16 paquets de 40 monitosangles) .**

**Dimension :** 70x1600(mm)

Solide, souple et confort d'utilisation  
Pas de risque allergique sans latex  
Répond aux exigences du CLIN

Couleur : Blanc  
Unité de conditionnement : 640.  
Conditionnement : carton.  
par distributeur de 40.

Fabrication Française

Toujours à l'abri de la poussière et disponible par ses possibilités de fixation (tiroir du monitoring ou accroche murale auto-adhésive). Répond aux exigences du CNIL. Caractéristiques : - Souple, confortable et économique - Sécurité contre infections nosocomiales - Sans latex.

Sangle pour monitoring.

---

Le carton de 640 monitosangles ( 16 paquets de 40 monitosangles) .