

Tensiomètre bras OMRON M6 AC

Codes :

Reference: OMR238



Description :

Tensiomètre au bras avec Système Intellisense
Détecteur de pulsations irrégulières avec indication sur l'écran
Détecteur d'hypertension avec indicateur graphique sur l'écran
2 utilisateurs
Capacité de 100 mémoires avec date et heure de chaque prise pour chaque utilisateur
Moyenne automatique des 3 dernières prises ADS
Ecran géant pour une lecture facile et optimale
Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension
Brassard souple large 22-42 cm
Garantie : 3 ans - fourni avec sacoche, piles et adaptateur Secteur
Validation ESH / IP / BHS / AFSSAPS. Tensiomètre électronique / brassard souple 22-42 cm adulte & fort / 2 utilisateurs + Adaptateur Secteur.

Technologie Intellisense.

Brassard Soft Cuff Adulte/Large (22-42 cm).

100 mémoires pour 2 utilisateurs.

Témoins lumineux : indicateur de pression artérielle et positionnement du brassard.

Détecteurs d'arythmie et de mouvement.

Adaptateur secteur inclus.

Dispositif médical validé cliniquement.

Garantie : 3 ans