

Pansement Tegaderm 20x30 cm Rectangle Super Absorbant

Codes :

Reference: 90704



Description :

Rectangle, 20 x 30 cm. La boîte de 10.

Pansement Super Absorbant Stérile Nouvelle Génération 3M™ Tegaderm™ Superabsorber 90704, 5114932, 20 cm x 30 cm, Rectangle.

Face verte des pansements 3M™ Tegaderm™ Superabsorber hydrophobe pour éviter toute fuite des exsudats à travers le pansement.

Limitent la macération des plaies.

Capturent les MMPs et les PMN elastases (Polymorphonucléaire elastases).

Forte capacité d'absorption d'exsudats.