

Collecteur Essentia 7L 190 x 133 x 390 mm.

**Codes :**

Reference: ST07007

**Description :**

Boîte en PP composée d'une cuve, d'un couvercle et d'une trappe à ouverture/fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable.
Gouttière de sécurité. Large ouverture.
Opcules de désolidarisation d'aiguilles.
Opcule pour les embouts de stylos à insuline/adrenaline.
Autoclavable à 134° pendant 18 min.
Résistances perforation et chute.
Normes et fabrication françaises.

Récupérations de déchets d'activités de soins.

Collecteur : Collecteur : 7 litres. Dim. : 190 x 133 x 390 mm.