

# Collecteur Pocket : 0,25 L

## Codes :

Reference: ST03825



## Description :

Le Pocket 0,25L convient parfaitement aux :

- Professions de soins à domicile
- SAMU, pompiers, ambulances
- Kits de premier secours

Facile à glisser dans une mallette de soins.

C'est un collecteur de poche inviolable utilisé pour le transport et l'élimination d'objets perforants (OPCT)

Sa taille compacte, son design ergonomique et l'épaisseur de ses parois offrent un niveau élevé de sécurité pour les utilisateurs.

Produits équipés d'une fermeture provisoire et d'une fermeture permanente inviolable.

Modèle spécial diabétiques avec opercule pour stylo à insuline.

Collecteur à aiguilles de poche conforme : aux normes NF EN ISO 23907 et NF X30-511 à la réglementation ADR UN3291.

Dimensions : 130 x 60 x 34 mm

Matière : Polypropylène copolymère

Poids : 50 gr

Volume total : 0.24L / Volume de remplissage : 0.22L

Composition : Kit 2 pièces:

Pièce n°1 : cuve avec étiquette réglementaire

Pièce n°2 : couvercle avec trappe intégrée

---

Particularités : Autoclavable à 134°C pendant 20 min  
Normes : Conforme NF EN ISO 23907, NF X30-511, et ADR UN 3291  
Résistances : Perforation et chute  
Couleurs : Jaune

Récupérations de déchets d'activités de soins. Collecteur de poche.

Collecteur Pocket, collecteur à déchet

Collecteur Pocket : 0,25 litre. Dim. : 130 x 60 x 34 mm.