

Sac isotherme souple Volume : 2 l. Dim. ext. : L. 230 x p. 170 x H. 140 mm

Codes :

Reference: 21ZG0004

**Description :**

Sac isotherme souple Volume : 2 l. Dim. ext. : L. 230 x p. 170 x H. 140 mm

Sac isotherme souple Alcabox Coldway
Intérieur mousse polyuréthane épaisseur 5 mm.
Extérieur PVC lavable avec tissu imprimé à bordure.
Facile à nettoyer avec un détergent clinique ou un désinfectant.
Anses avant et arrière.
Disponible également en 9, 14, 31 et 54 litres.
Volume : 2 l.
Dim. : L. 230 x p. 170 x H. 140 mm.