

Stéthoscope 3M™ Littmann® Lightweight II SE Vert Ecume de mer

Codes :

Reference: ST2455V

**Description :****Avantages**

Double pavillon ovoïdal en métal et résine, conçu pour faciliter la prise de tension avec brassard.
La membrane double fréquence permet d'écouter alternativement les sons de hautes ou de basses fréquences par simple pression sur le pavillon.

Tubulure à simple conduit et lyre orientée selon l'anatomie auriculaire.

Très léger, il se plie aisément pour tenir dans une poche.

Excellente étanchéité acoustique et ajustement confortable grâce aux embouts auriculaires à pression souples brevetés 3M™ Littmann®.

Bague anti-froid pour le confort du patient.

Garantie : 2 ans.

Fabriqué aux Etats-Unis.

Conçu pour le personnel infirmier, le stéthoscope 3M™ Littmann® Lightweight II S.E. est idéal pour la prise de tension.

Stéthoscope 3M™ Littmann® Lightweight II S.E., doté d'un double pavillon ovoïdal et d'une membrane double fréquence pour écouter alternativement les sons de hautes et de basses

fréquences par simple pression sur le pavillon.