

# Tensiomètre bras M6 AC

**Codes :**

Reference: HEM7322E

**Description :**

Tensiomètre bras M6 AC Omron.

Technologie Intellisense.

Brassard Soft Cuff Adulte/Large (22-42 cm).

100 mémoires pour 2 utilisateurs.

Témoins lumineux : indicateur de pression artérielle et positionnement du brassard.

Détecteurs d'arythmie et de mouvement.

Adaptateur secteur inclus.

Dispositif médical validé cliniquement.

Garantie : 3 ans.