

M3 Comfort-IntelliWrapCuff

Codes :

Reference: HEM7134E



Description :

Tensiomètre bras M3 Comfort IntelliWrapCuff Omron

Brassard préformé (22-42 cm) avec technologie exclusive Intelliwrap : capteur à 360° permettant de réduire les erreurs de mesure liées à un mauvais positionnement du brassard.

Valeur moyenne des 3 mesures.

Indicateur d'hypertension en couleur (LED).

Détection des pulsations irrégulières.

60 mémoires pour 2 utilisateurs.

Garantie : 3 ans.