

Module PNI Pro VS Check® avec brassard nylon adulte Pro Vs Check®

Codes :

Reference: 551400

**Description :**

Moniteur Pro VS Check®

Spengler

Mesure multiparamétrique : PNI, saturation, température.

Permet la surveillance de l'adulte à l'enfant.

Temps de fonctionnement en charge pleine 20h.

Ecran LCD avec affichage clair des valeurs.

Imprimante disponible (en option).

Dim. : L. 20,5 x l. 19 x H. 14 cm (sans l'option température).

Mémoire : 99 mesures.

Poids : 1,44 kg.

Garantie : 3 ans.

Le moniteur.