

Otoscope complet Beta 400 LED avec poignée USB

Codes :

Reference: B14328388

**Description :**

Otoscope Beta 400 F.O. LED HEINE

Grossissement exclusif 4,2 x en combinaison avec les lentilles de précision multicouche.

Grande profondeur de champ.

Disponible sur poignée rechargeable USB ou chargeur

de table NT4. Existe aussi en éclairage XHL (Xénon Halogène).

Garantie : 5 ans sauf pièces d'usures.

Trousse complète avec : Otoscope BETA 400 F.O. en version XHL ou LED 1 jeu de 4 spéculums réutilisables 10 AllSpec spéculums à usage unique (5 x 2,5 mm Ø et 5 x 4 mm Ø) 1 ampoule de rechange dans la version XHL, étui rigide.

Otoscope complet avec poignée Beta, jeu de 4 spéculums réutilisables et 10 spéculums uu, ampoule de rechange, étui rigide.