

# Trousse diagnostic mini3000® Otoscope mini3000® F.O

**Codes :**

Reference: D87311021N

**Description :**

Trousse de diagnostic ophtalmoscope et otoscope mini3000® HEINE

Trousse complète comprenant :

1 ophtalmoscope et 1 otoscope mini3000®, 1 jeu de 4 spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique, 1 étui rigide.

Garantie 5 ans\*.

Otoscope mini3000® F.O.

Otoscope de poche moderne avec un design unique. Finition compacte et luminosité intense. Uniquement combinable avec le système de poignée mini3000. Livrable en noir ou bleu. Ampoules Xénon Halogène pour un éclairage lumineux et une haute-fidélité des couleurs. 20.000 cycles marche / arrêt garantis. Eclairage distal par fibres optiques (F.O.) : Illumination sans reflet du tympan et du canal auriculaire. Fenêtre d'observation avec un grossissement de 3 fois et surface du boîtier optimisée pour des images des plus précises et des reflets minimisés. Fenêtre d'observation intégrée mais pouvant pivoter sur le côté. Test pneumatique du tympan grâce au raccord de soufflerie et un connecteur en option. Clip de fixation avec interrupteur intégré. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche. Piles échangeables de type AA, ou batterie rechargeable avec chargeur mini NT en option. Ensemble deux pièces : poignée à piles et tête. Pas de maintenance. Design primé. Qualité maximale aux dimensions minimales.

Otoscope de poche moderne  
Eclairage par fibres optiques  
Raccord pour test pneumatique

Trousse diagnostic mini3000® Otoscope mini3000® F.O