

# Tête de dermatoscope NC1, sans poignée



## Codes :

Reference: D00878130



## Description :

Dermatoscope HEINE® NC1

Dermatoscope avec LED HQ pour examen sans contact.

Le nouveau dermatoscope NC1 réunit deux instruments d'examen en un seul : il permet lors d'un premier dépistage rapide d'examiner les patients sans contact mais avec précision. Pas de désinfection chronophage ni de contact désagréable. Si une lésion cutanée exige ensuite un examen plus approfondi, il suffit de mettre en place un embout de contact pour transformer le NC1 en un dermatoscope luminescent classique avec graduation et grossissement supplémentaire. Le système optique asphérique de haute qualité restitue des images d'une netteté parfaite, tandis que l'éclairage LED HQ assure des couleurs naturelles. La monture en aluminium robuste et la qualité HEINE renommée sont le gage d'une grande longévité. Examen sans contact : grossissement 6x LED HQ.

Eclairage polarisé pour l'examen très détaillé.

Embout de contact en option : grossissement 9x.