

Station de mesure à ultrasons et assistance vocale 287 Classe III

Codes :

Reference: 2877000099



Description :

Station de mesure à ultrasons et assistance vocale 287 Classe III seca

Mesure entièrement automatique avec assistance vocale.

Plate-forme en verre.

Technologie sans fil 360° seca wireless.

Fonctions : tare, hold.

Assistance vocale, détermination des mesures par ultrasons.

Dim. : L. 43,4 x p. 46,6 cm x H. 227.

Graduation : 50 g < 150 g > 100g.

Poids : 16,5 kg. Poids max. : 300 kg.

Alimentation : bloc secteur et piles (curseur toise).

Garantie : 2 ans.