

Lampe d'examen Visiano LED 10 Soins, Consultations, Hôpitaux, Petite chirurgie

Codes :

Reference: D15732000

**Description :**

13 W. Température de couleur : 4 400° K.

A 50 cm : 50 000 lux, diam. éclairé : 18 cm.

Fixations en option : pied à roulettes, rail de fixation, pince de table, fixation universelle, bras prolongateur.

Commande : interrupteur à bascule sur le bras.

Fabrication suisse. Garantie : 2 ans (sauf sources lumineuses).

10-1 P S10. Fixations en option. Bras articulé.