

Housse pour repose-jambes pour Divan mixte Ovalia 2

Codes :

Reference: SLFEMIREPOSEJAM

**Description :**

Divan d'examen électrique mixte Ovalia V2 Carina
Sellerie plate revêtement non feu M1. Position déclive / proclive.
Châssis de 2 colonnes télescopiques, coloris gris clair RAL 7035.
Partie tête centrale réglable par vérin électrique.
Equipé de 2 porte-rouleaux, d'une paire d'étriers, d'un tiroir inox.
4 roulettes double galets à freins.
Nombreuses options disponibles.
Dim. : L. 200 x l. 70 (80 cm en option).
H. réglable de 48 à 88 cm.
Poids max. : 200 kg.