

Divan d'examen électrique dermatologie Ovalia V2

**Codes :**

Reference: OV285125

Description :

Divan d'examen électrique dermatologie Ovalia V2 Carina
Sellerie tendue sans coutures apparentes, revêtement non feu M1.
Différents coloris au choix : classique en standard ou Urban en option.
Dossier réglable par 1 vérin électrique.
Tête en bout de dossier réglable par système mécanique, réglable en hauteur et inclinaison spécialement adaptée pour les soins du visage et pour les soins du dos.
Déclive / proclive de la table en standard.
Porte-rouleau pour drap d'examen côté tête.
Piètement carterisé : hygiène optimale, coloris gris clair RAL 7035.
4 roulettes double galets diam. : 12,5 cm à freins.
Dim. : L. 200 x l. 70 (80 cm en option) x H. réglable (sur 2 colonnes) de 49 à 89 cm.
En option : protection plastique, pédale de commande.
Poids max. : 200 kg.