

Divan gynécologique Chromé avec assise relevable

Codes :

Reference: 526

**Description :**

Divan d'examen gynécologique à hauteur fixe 524 Carina.

Sellerie confortable sur mousse épaisseur : 8 cm, revêtement non feu M1.

Différents coloris au choix : classique en standard ou Urban en option.

Réglage du dossier par un double système mécanique autobloquant.

Position de Trendelenburg.

Dim. : L. 175 x l. 60 x H. 83 cm.

Equipé d'une paire d'étriers, d'un tiroir inox amovible et d'un porte-rouleau pour drap d'examen.

Poids max. : 130 kg.